

REACTEUR AVEC AGITATEUR GL45 DURAN®



A
121 °C

Tmax.
140 °C

REF	DESCRIPTION	QUANTITE	
		CARTON	PALETTE
12 003 95	ENSEMBLE REACTEUR AGITATEUR MAGNETIQUE AVEC DEUX AILETTES RETRACTABLES COMPLET AVEC FLACON DURAN® GL45, 500 ml, CAPUCHON A VIS GL14 (PP, BLEU), 2 × CAPUCHON A VIS GL14 (PBT, ROUGE)	1	
12 003 96	ENSEMBLE REACTEUR AGITATEUR MAGNETIQUE AVEC DEUX AILETTES RETRACTABLES COMPLET AVEC FLACON DURAN® GL45, 1 000 ml, CAPUCHON A VIS GL14 (PP,BLEU), 2 × CAPUCHON A VIS GL14 (PBT, ROUGE)	1	
12 003 91	AGITATEUR AVEC DEUX AILETTES RETRACTABLES	1	
12 003 90	CAPUCHON A VISSER DE RECHANGE POUR GL45, REACTEUR AVEC AGITATEUR, PP BLEU/GRIS, AVEC CAPUCHON A VISSER GL14 (PP, BLEU/GRIS)	1	

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

CARACTERISTIQUES:

- Mouvement par mélangeur magnétique usuel.
- Améliore fortement le mélange en comparaison avec les mélangeurs magnétiques standards.
- Onde d'agitation variable, utilisable avec les flacons de laboratoire DURAN® GL45 de 500 et 1 000 ml.
- Utilisation possible jusqu'à 500 tr/min.
- Stérilisation compétente possible en autoclave.
- Température d'utilisation maximum : 140°C.
- Compatible avec les systèmes éprouvés de raccord DURAN®; utilisable avec des tuyaux de diamètre compris entre 1.6 mm et 6 mm.
- Matériaux utilisés : PP/PTFE/PEEK/acier spécial.
- Parties en contact avec le milieu totalement conformes aux normes FDA.
- Livraison comprenant le flacon (en option).

APPLICATIONS :

Le réacteur agitateur DURAN®, avec ses caractéristiques citées ci-dessus, est parfaitement approprié pour effectuer les différents processus de brassage usuels des laboratoires, comme le mélange de liquides ou la dissolution de solides. Les raccords existants vous permettent, pendant le mélange, d'ajouter d'autres substances ou de les extraire.

L'ensemble peut être stérilisé en autoclave et peut donc être employé dans les domaines de la biologie, comme par exemple pour de simples procédés de fermentation. A l'aide des systèmes de raccord DURAN®, vous pouvez réaliser le branchement d'un flacon supplémentaire ou mettre en place une compensation de pression stérile.

FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France

Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr

Site : www.fclmedic.fr

