

# CAPUCHON D'ORIGINALITE



A  
121 °C

Tmax.  
140 °C

| REF  | MA-TIERE | COLORIS    | H mm | Ø mm | FILETAGE | QUANTITE       |         |
|--|----------|------------|------|------|----------|----------------|---------|
|  |          |            |      |      |          | CARTON OU PACK | PALETTE |
| <b>AVEC BAGUE D'INVIOABILITE</b>                   |          |            |      |      |          |                |         |
| 10 175 26  | PP       | BLEU/ROUGE | 38   | 66   | 45       | 10             |         |
| <b>AVEC BAGUE D'INVIOABILITE ET JOINT SILICONE</b> |          |            |      |      |          |                |         |
| 11 558 86  | PP       | BLEU/JAUNE | 38   | 66   | 45       | 10             |         |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Capuchon avec bague d'inviolabilité disponible avec joint à lèvres ou joint en silicone revêtu de PTFE.
- Lors de la première fermeture, la bague en plastique se détache et s'ancre sur le col du flacon. Il est donc facilement reconnaissable si le flacon est fermé d'origine. Après une première rotation, le capuchon s'utilise comme capuchon à visser « normal ».
- Résistance à la température : -40°/+140°C.
- Exemples d'applications : conservation et transport/expédition sûrs de substances coûteuses.

**FCL MEDIC**

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France  
Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr  
Site : www.fclmedic.fr

