

# PINCE A SERTIR ET A DESSERTIR MANUELLE Cr-1

## Caractéristiques et Avantages :

Utilisation en laboratoire

Légère et maniable

Le manche est en acier trempé thermo laqué et résiste parfaitement aux acides et aux bases

Réglage de la hauteur de sertissage et de la pression de sertissage



Pincés standard proposées pour un large choix de capsules de diamètres :  
7,5 ; 8 ; 11 ; 13 ; 20 ; 28 ; 30 et 32mm :

Capsules aluminium standard

Capsules Flip Top / Flip Off

Capsules Flip Tear Up

Capsules « Short tear off »

Capsules « 3 pc tear off »

Capsules Flip top avec flush sides

Pompes PEA 15,5mm ; 16,5mm et 20 mm

Dimensions : H=7,5cm ; L=20,5cm; l=4cm

Poids : 0,45kg

## FCL MEDIC

« ZA Les Chatelliers » - 485 rue Leonard de Vinci - 45400 SEMOY - France  
Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : [contact@fclmedic.fr](mailto:contact@fclmedic.fr)  
Site : [www.fclmedic.fr](http://www.fclmedic.fr)

