

Flacon carré et rectangulaire pour prélèvement d'eau PEHD



REF	MATIERE	COLORIS	CONTENANCES		H mm (avec bouchon)	Ø de la base du corps mm	Bague	BOUCHAGE	Pré-dosage sodium de thiosulfate	QUANTITE	
			UTILE ml	RAS BORD						CARTON	SACHET
HFV250-01	PEHD	TRANSLUCIDE	250	294.35	155	60 × 45	20	E	20 mg	312	
HFC510-01	PEHD	TRANSLUCIDE	500	514.13	148	70 × 70	29	E/F/H	20 mg	100	
HLC1020-01	PEHD	TRANSLUCIDE	1 000	1 091.28	187	92 × 77	55	F	20 mg	85	
HLC2020-01	PEHD	TRANSLUCIDE	2 000	2 126,5	237	110 × 93	58	F	20 mg	50	
FC510-07	PEHD	TRANSLUCIDE	500	518.6	148	70 × 70	29	H	0 mg	100	

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Possibilité de dosage de Sodium Thiosulfate : 20 mg ou 120 mg (nous consulter).
- Possibilité de livraison sous sachet unitaire (nous consulter).
- Flacon à usage unique.
- Incassable.
- Étiquette de traçabilité.
- 500 ml disponible en H 128, 148 ou 155 mm (60 × 45 mm pour ce dernier).



À vis témoin d'intégrité et joint cuvette
Tamper evident screw cap with shaped seal



À vis jointé avec témoin d'intégrité
Tamper-evident screw cap with wad



Cape attenante avec témoin d'intégrité, lèvres rentrante et anneau de sécurité
Tamper-evident hinged cap with inner lip and safety ring

FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France
Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr
Site : www.fclmedic.fr

