

Flacon carré pour prélèvement d'eau PP



REF	MA-TIERE	COLORIS	CONTENANCES		H mm (avec bouchon)	Ø de la base du corps mm	Bague	Pré-dosage sodium de thiosulfate	QUANTITE	
			UTILE ml	RAS BORD					CARTON	SACHET
HFC550-01	PP	TRANSLUCIDE	500		159	70 × 70	32	20 mg	96	
HFC1050-01	PP	TRANSLUCIDE	1 000		212	82 × 82	31.70	20 mg	84	
FC550-01	PP	TRANSLUCIDE	500	558.6	159	70 × 70	32	0 mg	96	
FC1050-01	PP	TRANSLUCIDE	1 000		211	82 × 82	31.70	0 mg	84	

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Possibilité de dosage de Sodium Thiosulfate : 20 mg ou 120 mg (nous consulter).
- Possibilité de livraison sous sachet unitaire (nous consulter).
- Incassable.
- Étiquette de traçabilité.
- Témoin d'intégrité.
- Gradué dans la masse.
- Bouchon bleu pour les flacons sans sodium de thiosulfate.



À vis avec témoin d'intégrité et lèvres rentrante
Tamper-evident screw cap with inner lip

FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France
Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr
Site : www.fclmedic.fr

