

Flacon octogonal pour prélèvement d'eau PET



REF	MA-TIERE	COLORIS	CONTENANCES		H mm (avec bouchon)	Ø de la base du corps mm	Bague	Pré-dosage sodium de thiosulfate	QUANTITE	
			UTILE ml	RAS BORD					CARTON	SACHET
HP250B-01	PET	TRANSPARENT	250	316.62	132	64 × 64	31.7	20 mg	162	
HP500B-11	PET	TRANSPARENT	500	621.76	170	76 × 76	31.7	20 mg	80	
HP1000B-01	PET	TRANSPARENT	1 000	1 337.8	212	96 × 96	31.7	20 mg	48	
P250B-12	PET	TRANSPARENT	250	316.62	135	64 × 64	31.7	0 mg	162	
P500B-16	PET	TRANSPARENT	500	621.76	173	76 × 76	31.7	0 mg	80	
P1000B-12	PET	TRANSPARENT	1 000	1 337.8	214	96 × 96	31.7	0 mg	48	

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Possibilité de dosage de Sodium Thiosulfate : 20 mg ou 100 mg (nous consulter).
- Incassable.
- Étiquette de traçabilité.
- Témoin d'intégrité.
- Gradué dans la masse.
- Bouchon rouge pour les flacons sans sodium de thiosulfate.
- Large ouverture Ø 31.7.



À vis avec témoin d'intégrité et lèvres rentrante
 Tamper-evident screw cap with inner lip

FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France
 Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr
 Site : www.fclmedic.fr

