



# TUBES A FOND PLAT



REF	MATIERE	CONTENANCES		BOUCHAGE DISPONIBLE	H mm	Ø intérieur mm	Ø exté- rieur mm	CAPACITE CENTRIFUGEAGE g	QUANTITE	
		UTILE ml	RAS BORD ml						CARTON OU PACK	SACHET
TP5-15	PP	5	7.46	Bouchon à vis	54	13.9	16.6	3 000	1 600	400
FLY35-02	PS	35	35.6	Sans	95	22.5	24.6	3 000	500	500
FLY50-01	PS	50	49.95	Sans	95	26.7	28.7	3 000	400	400

## INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Disponible aseptique ou ionisé (5 ml).
- Tient debout sans portoir.



Cape rentrante  
Straight plug



Bouchon à vis  
Screw cap

## FCL MEDIC

ZAC LES CHATELLIERS - 45400 SEMOY - France  
Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr  
Site : www.fclmedic.fr

