

FLACON DE LABORATOIRE A FILETAGE GL 45 BRUN DURAN®



| REF | MATIERE | CONTENANCES | H mm | Ø mm | Filetage GL | QUANTITE | |
|------------------------|---------|-------------|---------|---------|----------------|-------------------|---------|
| | | UTILE ml | | | | CARTON OU PACK | PALETTE |
| 21 806 14 ¹ | DURAN® | 25 | 70 | 36 | 25 | 10 | 5200 |
| 21 806 17 | DURAN® | 50 | 87 | 46 | 32 | 10 | 3420 |
| 21 806 24 | DURAN® | 100 | 100 | 56 | 45 | 10 | 1540 |
| 21 806 29 | DURAN® | 150 | 110 | 62 | 45 | 10 | 1260 |
| 21 806 36 | DURAN® | 250 | 138 | 70 | 45 | 10 | 700 |
| 21 806 44 | DURAN® | 500 | 176 | 86 | 45 | 10 | 360 |
| 21 806 51 | DURAN® | 750 | 203 | 95 | 45 | 10 | 280 |
| 21 806 54 | DURAN® | 1 000 | 225 | 101 | 45 | 10 | 210 |
| 21 806 63 | DURAN® | 2 000 | 260 | 136 | 45 | 10 | 120 |
| 21 806 69 | DURAN® | 3 500 | 295 | 160 | 45 | 1 | 48 |
| 21 806 73 | DURAN® | 5 000 | 330 | 182 | 45 | 1 | 48 |
| 21 806 86 | DURAN® | 10 000 | 410 | 227 | 45 | 1 | 30 |
| 21 806 88 | DURAN® | 15 000 | 445 | 268 | 45 | 1 | 18 |
| 21 806 91 | DURAN® | 20 000 | 505 | 288 | 45 | 1 | 12 |

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée.
- Impression par cuisson et donc très résistante.
- Protection UV jusqu'à une longueur d'onde d'env. 500 nm.
- Propriétés DURAN® constantes à l'intérieur du flacon, car couleur appliquée uniquement sur l'extérieur du flacon. Une technique innovante permet d'obtenir une couleur brune très uniforme, présentant une longue durabilité et une bonne résistance chimique.
- Exemples d'applications : entreposage et transport de substances sensibles à la lumière.
- ¹ Avec bord de verre spécialement moulé pour un déversement meilleur (une bague supplémentaire de déversement est donc superflue).
- Une amplification de l'épaule des flacons de 100—2 000 ml permet de voir plus aisément le niveau du contenu.

FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France
Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr
Site : www.fclmedic.fr

