

# BECHER FORME BASSE SUPER DUTY DURAN®



REF	MATIERE	CONTENANCES	H mm	Ø mm	QUANTITE	
		UTILE ml			CARTON OU PACK	PALETTE
21 107 29	DURAN®	150	80	60	10	1680
21 107 36	DURAN®	250	95	70	10	880
21 107 41	DURAN®	400	110	80	10	630
21 107 48	DURAN®	600	125	90	10	420
21 107 54	DURAN®	1 000	145	105	10	250
21 107 63	DURAN®	2 000	185	132	10	120
21 107 73	DURAN®	5 000	270	170	1	72

## INFORMATIONS GÉNÉRALES :

En raison de l'introduction plus massive de verre, la stabilité mécanique par rapport aux béchers DURAN® et des fioles Erlenmeyer standards s'est améliorée de manière significative.

Un autre avantage de ce produit est le bord renforcé (usiné) permettant d'augmenter encore davantage la résistance aux chocs et de réduire considérablement le risque de casse. Ce complément de la gamme de produits DURAN® propose ainsi une sécurité maximale pour l'utilisateur travaillant dans des conditions de contraintes mécaniques importantes. Les récipients en verre Super Duty présentent de plus une meilleure rentabilité puisqu'ils ont une durée de vie plus longue compte tenu de leur forte résistance au choc.

## AVANTAGES PRODUIT :

- Meilleure stabilité mécanique.
- Bord renforcé et plus stable.
- Uniformité constante de l'épaisseur de la paroi.
- Propriétés DURAN® éprouvées.
- Graduation bien lisible, impression par cuisson longue durée.

## REMARQUES D'UTILISATION :

Afin d'éviter les tensions thermiques dans le verre, il est conseillé de réchauffer les produits Super Duty lentement et de manière homogène. Pour les travaux dans des conditions de températures particulièrement élevées et/ou en cas de variation thermiques très rapides, il faudrait plutôt utiliser des fioles d'Erlenmeyer ou des béchers standards DURAN® car ils se distinguent par leur résistance exceptionnelle face à des changements de température. La stabilité mécanique des produits standards à paroi fine est néanmoins limitée par rapport à la gamme Super Duty.

## FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France

Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : [contact@fclmedic.fr](mailto:contact@fclmedic.fr)

Site : [www.fclmedic.fr](http://www.fclmedic.fr)

FCL médic

