

BOUCHON BAGUE INVIOLEABLE AVEC SECURITE ENFANT



REF	a	b	c	d	e	BAGUE	QUANTITE	
							CARTON OU PACK	PALETTE
	13.7	11	20	10.65	18	DIN18/ GL18		

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- On peut les fermer manuellement ou mécaniquement.

La capsule est livrable avec les exécutions extérieures suivantes:

- Joint conique.
- Avec tige pour pinceau et spatule.
- Encoche pour joints.
- Avec tige pour compte-gouttes horizontal et verueur.
- Avec tige pour compte-gouttes vertical.

FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France
Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr
Site : www.fclmedic.fr

