


# TUBES A ESSAIS FIOLAX®



REF	MATIERE	CONTENANCES	d×h mm	Epaisseur mm	QUANTITE	
		UTILE ml			CARTON OU PACK	PALETTE
26 110 01	FIOLAX®	2	8×70	0.4-0.5	100	
26 110 03	FIOLAX®	4	10×75	0.4-0.5	100	
26 110 06	FIOLAX®	6	10×100	0.4-0.5	100	
26 110 08	FIOLAX®	6.5	12×75	0.4-0.5	100	
26 110 11	FIOLAX®	9	12×100	0.4-0.5	100	
26 110 13	FIOLAX®	16	14×130	0.4-0.5	100	
26 110 16	FIOLAX®	20	16×130	0.5-0.6	100	
26 110 21	FIOLAX®	25	16×160	0.5-0.6	100	
26 110 23	FIOLAX®	35	18×180	0.5-0.6	100	
26 110 26	FIOLAX®	39	20×150	0.5-0.6	100	
26 110 28	FIOLAX®	45	20×180	0.5-0.6	100	
26 110 33	FIOLAX®	60	25×150	0.6-0.7	50	
26 110 36	FIOLAX®	80	25×200	0.6-0.7	50	
26 110 38	FIOLAX®	110	30×200	0.7-0.8	50	

## INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Verre borosilicaté fiolax, à bord évasé.
- Ces tubes à essaie en verre ont une paroi mince et sont de ce fait insensible aux changements brusques de températures et au réchauffement local.

**FCL MEDIC**

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France  
 Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : [contact@fclmedic.fr](mailto:contact@fclmedic.fr)  
 Site : [www.fclmedic.fr](http://www.fclmedic.fr)

