

# BALLON A FOND PLAT ET A COL ETROIT DURAN®



REF	MATIERE	CONTENANCES	H mm	Ø mm	Ø du col mm	QUANTITE	
		UTILE ml				CARTON OU PACK	PALETTE
21 711 17	DURAN®	50	90	51	26	10	2560
21 711 24	DURAN®	100	105	64	26	10	1400
21 711 36	DURAN®	250	138	85	34	10	600
21 711 44	DURAN®	500	163	105	34	10	350
21 711 54	DURAN®	1 000	190	131	42	10	160
21 711 64*	DURAN®	2 000	250	166	42	10	90
21 711 68*	DURAN®	3 000	250	185	50	1	64
21 711 71	DURAN®	4 000	275	207	50	1	44
21 711 73*	DURAN®	5 000	290	223	50	1	44
21 711 76	DURAN®	6 000	315	237	65	1	27
21 711 86	DURAN®	10 000	360	280	65	1	18

## INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Conforme DIN EN ISO 1773 (sauf \*).
- Par l'épaisseur constante de paroi, les ballons à fond plat conviennent parfaitement pour chauffer les substances. Grâce à son fond plat, le ballon peut être déposé. Les ballons dont le diamètre de col est de 65 mm possèdent un bord renforcé.

**FCL MEDIC**

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France  
 Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr  
 Site : www.fclmedic.fr

