

BALLON A FOND PLAT ET A COL LARGE DURAN®



REF	MATIERE	CONTENANCES	H mm	Ø mm	Ø du col mm	QUANTITE	
		UTILE ml				CARTON OU PACK	PALETTE
21 731 17	DURAN®	50	90	51	34	10	2560
21 731 24	DURAN®	100	105	64	34	10	1260
21 731 36	DURAN®	250	138	85	50	10	600
21 731 44	DURAN®	500	163	105	50	10	350
21 731 54	DURAN®	1 000	190	131	50	10	160
21 731 63*	DURAN®	2 000	230	166	76	10	90
22 731 64	DURAN®	2 000	230	166	50	10	90

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Conforme DIN EN ISO 24450 (sauf *).
- Grâce à son fond plat, le ballon peut être déposé. Prélèvement et remplissage aisés grâce au col large. Les ballons dont le diamètre de col est de 76 mm possèdent un bord renforcé.

FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France
 Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr
 Site : www.fclmedic.fr

