

FILTRE A CHARBON ACTIF



A
121 °C

Tmax.
140 °C

REF	DESCRIPTION	QUANTITE	
		CARTON OU PACK	PALETTE
11 684 43	Filtre de charbon actif, petite taille, volume de remplissage 24 g.	1	
11 684 32	Filtre de charbon actif, grande taille, volume de remplissage 48g.	1	

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Le filtre à charbons actifs empêche l'échappement de gaz nocifs pour la santé et augmente ainsi la sécurité en laboratoire.
- Raccordement spécial en option pour équipements avec système anti-fuite. Un noyau PTFE mouvement libre empêche la torsion des tubes lors de leur vissage sur le flacon DURAN. Les ports non utilisés peuvent être pourvus d'un capuchon aveugle.
- Exemples d'applications : conservation et collecte sûres de déchets liquides de laboratoire.

FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France
Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr
Site : www.fclmedic.fr

